

Поликлональное Антитело Кролика Против Сер83 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y592

Артикул: CM0030677

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого SER83 (CCDC41/NPHP18), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для детекции SER83 в образцах человека и мыши. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против SER83
Примечания/Алиасы	CCDC41; NPHP18; NY-REN-58; SER83
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51134
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-260 человеческого SER83 (NP_057206.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y592
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	В пакете со льдом