

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Cerk Для Wb, Elisa — Q8Tct0

Артикул: CM0019109

введение

Поликлональное антитело кролика против киназы церамидов человека (CERK), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрёстной реактивностью к белкам мыши и крысы. Подходит для изучения сигнальных путей церамид-1-фосфата.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CERK Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LK4; hCERK; dA59H18.2; dA59H18.3; CERK
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	64781
Идентификатор гена	64781
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400 — С-концевого участка CERK человека (NP_073603.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TCT0
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом