

Поликлональное Антитело Против Cers5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8N5B7

Артикул: CM0019125

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CERS5, валидированное для WB и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным гомологом. Подходит для исследований синтеза церамида и метаболизма сфинголипидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CERS5, кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	Trh4; LASS5; CERS5
Вид	Человек
GeneID	91012
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого CERS5 (NP_001268660.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q8N5B7
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодильный пакет