


Моноклональное Антитело Против Церулоплазмينا Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P00450

Артикул: CM0003185



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против человеческой церулоплазмينا (CP). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на формалин-фиксированных и парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Реагирует с церулоплазмином мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма железа и биологии меди.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против церулоплазмينا
Примечания/алиасы	CP-2; AB073614; Ceruloplasmin
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	1356
ID гена	1356
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 366-572 человеческой церулоплазмينا (NP_000087.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00450
Молекулярная масса белка	122 кДа
Доставка	Хладоэлемент