


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Церулоплазмина Для IF-P, Ифа - P00450

Артикул: CM0014311



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческой церулоплазмина, подходят для IF-P и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными белками. Предназначены для исследований метаболизма железа и активности ферроксидазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Церулоплазмин кроличий pAb
Примечания/Алиасы	CP-2; AB073614; Церулоплазмин
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	1356
ID гена	1356
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 680-790 церулоплазмина человека (NP_000087.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00450
Молекулярная масса белка	122 кДа
Условия доставки	С охлаждающим пакетом