


Поликлональные Антитела Против Ces1 Для Wb, Elisa - P23141

Артикул: CM0019548



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CES1 для применения в WB и ELISA. Подходят для изучения печеночной карбоксилэстеразы 1 в исследованиях детоксикации, метаболизма лекарств и метаболизма липидов. Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CES1 Кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1066
GeneID	1066
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P23141
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом