


Кроличье Моноклональное Антитело Против Ces1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - P23141

Артикул: CM0002085



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CES1 (карбоксилэстеразы 1). Подходит для Вестерн-блоттинга, IF-P, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Детектирует белок массой 63 кДа. Полезно для исследований метаболизма лекарств, липидов и изучения биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CES1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CEH; REN; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
Вид	Человек
ID гена	1066
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CES1 (P23141).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23141
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом