

Поликлональное Антитело Кролика Против Cetn1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q12798

Артикул: CM0030812

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, распознающее центрин-1 (CETN1) у человека, мыши и крысы. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); идеально для исследований centrosomes и центра организации микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CETN1 (CETN1 Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	CEN1; CETN; CETN1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1068
ID гена	1068
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-172 человеческого CETN1 (NP_004057.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12798
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом