

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Setp Для Вб, Игг-Г, Ифа - P11597

Артикул: CM0014046



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому СЕТР для применения в вестерн-блоттинге (ВБ), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГГ-Г) и ИФА. Идеально подходит для исследований метаболизма холестерина, транспорта липидов и атеросклероза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	СЕТР, кроличьи пАнт
Примечания/алиасы	BPIFF; HDLCQ10; СЕТР
Вид	Человек
GeneID (человек)	1071
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 300-493 человеческого СЕТР (NP_000069.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-Г, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11597
Молекулярная масса белка	55кДа
Доставка	Холодовой пакет