

Поликлональное Антитело Anti-Cfap20 (C16Orf80) Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6A4

Артикул: CM0026789



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий C16orf80/CFAP20, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для изучения подвижности ресничек и организации аксономы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C16orf80 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80
Вид	Человек
GeneID (человек)	29105
GeneID	29105
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 94-193 человеческого C16orf80 (NP_037374.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6A4
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом