

## Кроличья Моноклональная Антитела Против Cfar20/Gtl3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Y6A4

Артикул: CM0007151



### введение

Кроличья моноклональная антитела, распознающая человеческий CFAP20/GTL3 (также мышиный и крысиный). Валидирована для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Мишень играет ключевую роль в аксонемной структуре ресничек/жгутиков, их подвижности и полиглутамилировании. Идеально подходит для исследований цилиопатий и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CFAP20/GTL3 кроличья моноклональная антитела                                                                                   |
| Примечания/алиасы         | GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80; CFAP20/GTL3                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                        |
| ID гена (человек)         | 29105                                                                                                                          |
| ID гена                   | 29105                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 94-193 человеческого CFAP20/GTL3 (NP_037374.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                         |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                        |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                           |
| SWISS                     | Q9Y6A4                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка  | 23 кДа                                                                                                                         |
| Доставка                  | Хладоэлемент                                                                                                                   |