


Поликлональное Антитело Против Cfar44 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Mt7

Артикул: CM0013828



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка CFAP44 (WDR52) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным белком. Подходит для исследований организации аксономы жгутика сперматозоидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CFAP44 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	WDR52; SPGF20; CFAP44
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55779
GeneID	55779
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-370 человеческого CFAP44 (NP_001157968.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96MT7
Молекулярная масса белка	214 кДа
Доставка	В пакете со льдом