

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cfar53 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q96M91

Артикул: CM0021975



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на CFAP53 (CCDC11/HTX6), подходящее для WB, IF/ICC и ELISA. Выявляет CFAP53 человека, мыши и крысы. Необходимо для изучения биогенеза подвижных ресничек и жгутиков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело CFAP53
Примечания/синонимы	HTX6; CCDC11; CFAP53
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	220136
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого CFAP53 (NP_659457.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96M91
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом