

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Cfd Для Вб, Ифа — P00746

Артикул: CM0003931



введение

Кроличьи моноклональные антитела к фактору комплемента D человека (Адипсин). Валидированы для применений в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально подходят для исследований врожденного иммунитета, пути комплемента и закупки сырья для диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела к CFD
Примечания/алиасы	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
Вид	Человек
GeneID (человек)	1675
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 26-253 фактора CFD человека (P00746)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00746
Молекулярная масса белка	27кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом