

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Cfd Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P00746

Артикул: CM0027608



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого CFD (Adipsin, Комплементный фактор D). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Идеальны для изучения альтернативного пути активации комплемента и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CFD Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
Вид	Человек
GeneID (человек)	1675
GeneID	1675
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-253 человеческого CFD (NP_001919.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P00746
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом