

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cfdp1 Для Вб И Ифа — Q9Uee9

Артикул: CM0026049

введение

Кроличья поликлональная антитело Anti-CFDP1, валидированная для ВБ и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелена на белок стабилизации гетерохроматина, участвующий в поддержании стабильности центромер и развитии черепно-лицевой области. Идеально подходит для исследования хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CFDP1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	p97; BCNT; CP27; SWC5; Yeti; CENP-29; BUCENTAUR; CFDP1
Вид	Человек
GeneID	10428
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-299 человеческого CFDP1 (NP_006315.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UEE9
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором