


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cfhr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q03591

Артикул: CM0024453



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий CFHR1, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Распознает секретируемый гликопротеин размером ~38 кДа, участвующий в регуляции комплемента и липидном обмене.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CFHR1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	H36; CFHL; FHR1; HFL1; HFL2; CFHL1; FHL-1; FHR-1; H36-1; H36-2; CFHL1P; CFHR1P; CFHR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3078
ID гена	3078
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 151-330 человеческого CFHR1 (NP_002104.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03591
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Сумка-холодильник