

Поликлональные Антитела Против Cfhr3 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ифа - Q02985

Артикул: CM0026741

введение

Эти кроличьи поликлональные антитела против CFHR3 валидированы для Вестерн-блоттинга, IF-P и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения регуляции комплемента и гемолитико-уремического синдрома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CFHR3 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	FHR3; HLF4; CFHL3; FHR-3; DOWN16; CFHR3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10878
GeneID	10878
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-200 человеческого CFHR3 (NP_066303.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02985
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом