

Поликлональные Антитела Против Cfi Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P05156

Артикул: CM0026615



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CFI, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирующие с человеческим и мышиным CFI. Идеальны для изучения системы комплемента, исследований иммунорегуляции и разработки диагностических наборов (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CFI
Примечания/Псевдонимы	FI; IF; KAF; AHUS3; ARMD13; C3BINA; C3b-INA; CFI
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3426
GeneID	3426
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-300 человеческого CFI (NP_000195.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05156
Молекулярная масса белка	66кДа
Доставка	Сумка со льдом