

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cfl1 Для Wb И Elisa — P23528

Артикул: CM0020897



введение

CFL1 Rabbit pAb — поликлональное кроличье антитело против кофилина-1 человека, валидированное для WB и ELISA. Оно выявляет CFL1 человека, мыши и крысы (расчётная молекулярная масса — 19 кДа) и идеально подходит для изучения динамики актина, миграции клеток и организации цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CFL1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CFL; кофилин; HEL-S-15; CFL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1072
GeneID	1072
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 CFL1 человека (NP_005498.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P23528
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом