


Поликлональные Антитела Против Cflip Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15519

Артикул: CM0023326



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого cFLIP (регулятора апоптоза, подобного CASP8 и FADD) для Вестерн-блоттинга, ИФА. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Подходят для исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	cFLIP Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CASH; FLIP; MRIT; CLARP; FLAME; cFLIP; Casper; FLAME1; c-FLIP; FLAME-1; I-FLICE; c-FLIPL; c-FLIPR; c-FLIPS; CASP8AP1
Вид	Человек
Идентификатор гена	8837
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-240 человеческого cFLIP (NP_003870.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15519
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом