


Анти-Cfp Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27918

Артикул: CM0027311



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого пропердина (CFP), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает человека, мышь, крысу. Рекombинантный иммуноген. Для исследований альтернативного пути комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CFP кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	BFD; PFC; PFD; PROPERDIN; CFP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5199
ID гена	5199
Иммуноген	Рекombинантный белок Рекombинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-469 человеческого CFP (NP_001138724.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27918
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом