


Анти-Cftr Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P13569

Артикул: CM0026556



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого CFTR, валидированная для WB, IF/ICC и ELISA. Распознает человеческий, мышинный и крысиный CFTR (~168 кДа). Идеально подходит для исследований ионных каналов и муковисцидоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CFTR Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CF; MRP7; ABC35; ABCC7; CFTR/MRP; TNR-CFTR; dj760C5.1; CFTR
Вид	Человек
ID гена	1080
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 700-840 человеческого CFTR (NP_000483.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13569
Молекулярный вес белка	168 кДа
Доставка	В ледяном пакете