

Поликлональные Антитела Против Cgas Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N884

Артикул: CM0030589



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого cGAS (синтаза циклического GMP-AMP; MB21D1). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований врожденного иммунитета и детектирования ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	cGAS Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MB21D1; h-cGAS; C6orf150; cGAS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	115004
GeneID	115004
Иммуноген	синтетический пептид Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-522 человеческого cGAS (NP_612450.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N884
Молекулярный вес белка	59 кДа
Доставка	Сумка со льдом