

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Cgas Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q8N884

Артикул: CM0008929



### введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий cGAS (MB21D1, C6orf150), подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Распознает полосу ~59 кДа. Ключевой реагент для изучения врожденного иммунитета и сенсинга ДНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | cGAS Кроличье mAb                                                                                                        |
| Примечания/Альтернативные названия | MB21D1; h-cGAS; C6orf150                                                                                                 |
| Вид                                | Человек                                                                                                                  |
| ID гена (Человек)                  | 115004                                                                                                                   |
| ID гена                            | 115004                                                                                                                   |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 430-522 человеческого cGAS (NP_612450.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                  |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА                                                                                     |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                  |
| SWISS                              | Q8N884                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка           | 59 кДа                                                                                                                   |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                        |