

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cgb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P0Dn86

Артикул: CM0017215



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CGB (CGB3/CGB5/CGB8), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает антигены человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований беременности и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CGB Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CGB; LNB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	1082
ID гена	1082
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0DN86
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом