

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cgb5 Для Вестерн Блоттинга, Ифа - P0Dn86

Артикул: CM0029195



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CGB5, подходит для Вестерн блоттинга и ИФА. Валидировано для образцов человека, нацелено на бета-субъединицу ХГЧ, важную для беременности и материнской адаптации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CGB5 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	CGB; ХГЧ; hCGB; CGB5
Вид	Человек
GeneID	93659
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-165 человеческого CGB5 (NP_000728.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P0DN86
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	В термосумке со льдом