

Поликлональная Кроличья Антитело К Cgb7 Для Вб, Ифа - P0Dn87

Артикул: CM0029419

введение

CGB7 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное у кроликов против человеческого CGB7. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований беременности и изучения ХГЧ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CGB7 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	CGB6; CG-beta-a; CGB7
Вид	Человек
ID гена (человек)	94027
ID гена	94027
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-165 человеческого CGB7 (NP_149133.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0DN87
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодовой пакет