

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Cgb7 Для Wb, Elisa — P0Dn87

Артикул: CM0015221

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против бета-субъединицы 7 хорионического гонадотропина человека (CGB7). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Перекрёстно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репродуктивной биологии и беременности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CGB7 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CGB6; CG-beta-a; CGB7
Вид	Человек
GeneID	94027
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-165 CGB7 человека (NP_149133.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P0Dn87
Молекулярная масса белка	18 кДа
Транспортировка	Хладагент