

Поликлональное Антитело Против Cggbp1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ufw8

Артикул: CM0029616

введение

Кроличье поликлональное антитело к CGGBP1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим CGGBP1, ДНК-связывающим белком, который ассоциирован с CGG-повторами в промоторе FMR1. 19 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к CGGBP1 (кролик)
Примечания/Альтернативные названия	CGGBP; p20-CGGBP; CGGBP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8545
ID гена	8545
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-167 человеческого CGGBP1 (NP_003654.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UFW8
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом