

Поликлональное Антитело Кролика Против Cgpr Для Wb, Elisa — P10092

Артикул: CM0022807

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, специфичное к пептиду 2, связанному с геном кальцитонина человека (CGPR/CGRP2). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с мышинным белком. Предназначено для исследований вазодилатации, нейробиологии и передачи сигналов через рецептор CGRP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CGPR Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CALC2; CGRP2; CGRP-II
Вид	Человек
GeneID	797
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20–120 человеческого CGPR (NP_000719.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P10092
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом