

Поликлональное Кроличье Антитело Против Cgref1 Для Wb, Elisa — Q99674

Артикул: CM0015680

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на CGREF1 — регулятор роста клеток и белок адгезии. Подходит для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с мышью и крысой. Полезно для исследований в области онкологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CGREF1
Примечания/псевдоним	CGR11; CGREF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10669
GeneID	10669
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20–200 человеческого CGREF1 (NP_006560.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q99674
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Пакет со льдом