

Поликлональные Антитела Против Cgrp Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01258 / P06881

Артикул: CM0030279



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CGRP (пептида, связанного с геном кальцитонина), подходящие для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований метаболизма кальция и нейропептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CGRP кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	796
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 49-128 человеческого CGRP (NP_001029125.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01258/P06881
Молекулярный вес белка	13kDa/15kDa
Доставка	Сумка со льдом