

Поликлональное Антитело Против Cgrrf1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99675

Артикул: CM0019004



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок CGRRF1 (CGR19/RNF197), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ELISA). Подходит для исследований регуляции роста клеток и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CGRRF1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CGR19; RNF197; CGRRF1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10668
ID гена	10668
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-170 человеческого CGRRF1 (NP_006559.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99675
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	В пакете со льдом