

Анти-Chac1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bux1

Артикул: CM0016797

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого CHAC1. Подходят для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Обнаруживают CHAC1, проапоптотический фермент, участвующий в ответе на развертывание белка и регуляции пути Notch. Перекреагируют с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHAC1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CHAC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79094
ID гена	79094
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-222 человеческого CHAC1 (NP_077016.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BUX1
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка со льдом