

Кроличья Поликлональная Антитело Против Chad Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - O15335

Артикул: CM0018674



введение

Кроличья поликлональная антитело против белка хондроадгерина (CHAD) человека, подходящее для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Полезно для изучения биологии хрящевого внеклеточного матрикса и механизмов адгезии хондроцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHAD Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SLRR4A; CHAD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1101
GeneID	1101
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-359 человеческого CHAD (NP_001258.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15335
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом