

Поликлональное Кроличье Антитело Против Champ1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q96Jm3

Артикул: CM0013711



введение

Кроличье поликлональное антитело к CHAMP1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА, перекрестно реагирует с человеком и мышью. Идеально подходит для исследований выравнивания митотических хромосом и кинетохор.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHAMP1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CAMP; CHAMP; MRD40; ZNF828; C13orf8; NEDHILD; CHAMP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	283489
ID гена	283489
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 563-812 человеческого CHAMP1 (NP_115812.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96Jm3
Молекулярная масса белка	89 кДа
Доставка	Холодовый пакет