

Поликлональные Антитела Против Chat Для Вб, Иг, Иф, Ифа — P28329

Артикул: CM0018231



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против CHAT (холин-О-ацетилтрансферазы), валидированные для ВБ, ИФ/МКК, ИФ-П, ИГ-П и ИФА. Специфически детектируют CHAT человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области нейробиологии и нейромышечной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHAT Кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Вид	Человек
ID гена (человек)	1103
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 331-630 CHAT человека (NP_065574.4))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/МКК, ИФ-П, ИГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28329
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	Хладоэлемент