

Анти-Chat Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P28329

Артикул: CM0002727



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого холина О-ацетилтрансферазы (ChAT). Валидировано для WB и ELISA с реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований холинергической системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ChAT Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1103
GeneID	1103
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28329
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Ледяной пакет