

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Chat Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P28329

Артикул: CM0022648



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CHAT (Холин-О1-ацетилтрансферазы), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. ~83 кДа. Идеально для исследований холинергических синапсов и нейротрансмиттеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHAT Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1103
GeneID	1103
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого CHAT (NP_065574.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28329
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом