

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Chchd1 Для Wb И Elisa - Q96Bp2

Артикул: CM0022702



введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против CHCHD1 (митохондриального рибосомного белка mS37), валидированное для WB и ELISA с перекрёстной реактивностью с белками человека и мыши. Подходит для исследований митохондриальных и рибосомных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CHCHD1
Примечания/синонимы	C2360, MRP-S37, C10orf34, CHCHD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	118487
GeneID	118487
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-118 человеческого CHCHD1 (NP_976043.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q96BP2
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия транспортировки	Хладагент