

Анти-Chchd3 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nx63

Артикул: CM0028786

введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого CHCHD3 (MIC19/MINOS3). Валидировано для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным, крысиным белками. Подходит для исследований митохондрий и изучения транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHCHD3 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	Mic19; MINOS3; MICOS19; PPP1R22; CHCHD3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54927
ID гена	54927
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NX63
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Со льдом