

Кроличья Поликлональная Антитела Против Chchd3 (Валидировано Методом Ко) Для Вб, Ифа - Q9Nx63

Артикул: CM0022857

введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого CHCHD3 (Mic19), валидированная методом КО, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с антителами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования митохондриального комплекса MICOS и морфологии крист.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] Поликлональная антитела против CHCHD3 кролика
Примечания/Алиасы	Mic19; MINOS3; MICOS19; PPP1R22; D3
Вид	Человек
ID гена (человек)	54927
ID гена	54927
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-227 человеческого CHCHD3 (NP_060282.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NX63
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом