


Поликлональные Антитела Против Chchd4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q1

Артикул: CM0018901



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CHCHD4/MIA40, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Идеально подходят для изучения импорта в межмембранное пространство митохондрий и окислительно-чувствительного сворачивания белков; перекрестно реагируют с крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против CHCHD4
Примечания/Псевдоним	MIA40; TIMM40; CHCHD4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	131474
GeneID	131474
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-105 человеческого CHCHD4 (NP_001091972.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8N4Q1
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом