


## Поликлональные Антитела К Anti-Chchd4 (Кроличьи Pab) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q8N4Q1

Артикул: CM0014123



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CHCHD4 (MIA40), валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Подходят для изучения импорта митохондриальных белков и сборки дыхательной цепи. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CHCHD4 Rabbit pAb                                                                                                                       |
| Примечания/Псевдоним      | MIA40; TIMM40; CHCHD4                                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)          | 131474                                                                                                                                  |
| GeneID                    | 131474                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-142 человеческого CHCHD4 (NP_001091972.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                 |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                    |
| SWISS                     | Q8N4Q1                                                                                                                                  |
| Молекулярный вес белка    | 16кДа                                                                                                                                   |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                          |