


Кроличье Моноклональное Антитело Против Chchd4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф, Ифа - Q8N4Q1

Артикул: CM0012237



введение

Кроличье моноклональное антитело против CHCHD4 (MIA40), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] CHCHD4 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MIA40; TIMM40
Вид	Человек
ID гена (Человек)	131474
ID гена	131474
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-105 белка CHCHD4 человека (NP_001091972.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N4Q1
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом