

Антитела Кролика Против Chchd6 (Поликлональные) Для Wb, Elisa - Q9Brq6

Артикул: CM0017403

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого CHCHD6 (субъединица MICOS-комплекса MIC25), подходящие для WB и ELISA. Нацелены на белок внутренней мембраны митохондрий, критически важный для архитектуры кристалльных стыков. Перекрестная реакция с человеком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHCHD6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CHCM1; Mic25; MICOS25; PPP1R23; CHCHD6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84303
ID гена	84303
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-235 человеческого CHCHD6 (NP_115719.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BRQ6
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом