

Поликлональное Антитело Кролика Против Chchd7 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - Q9Buk0

Артикул: CM0023515



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого CHCHD7 (COX23). Валидировано для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Обнаруживает CHCHD7 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондрий и изучения хромосомных перестроек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CHCHD7
Примечания/Альтернативные названия	COX23; CHCHD7
Вид	Человек
ID гена	79145
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-97 человеческого CHCHD7 (NP_077276.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BUK0
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Сумка охлаждающая со льдом