


Кроличье Моноклональное Антитело К Chd1 Для Wb, Elisa - O14646

Артикул: CM0005326



введение

Кроличье моноклональное антитело к CHD1, валидированное для методов WB и ELISA. Мишень: человеческий CHD1, АТФ-зависимый ремоделер хроматина, участвующий в транскрипции и сплайсинге. Идеально подходит для эпигенетических и биологических исследований развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CHD1
Примечания/Синонимы	CHD-1; PILBOS; CHD1
Вид	человек
GeneID	1105
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1510-1710 CHD1 человека (NP_001261.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14646
Молекулярная масса	197 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом