

Поликлональное Антитело Против Chd2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O14647

Артикул: CM0024747

введение

Валидируйте функцию ремоделирования хроматина CHD2 с помощью этого кроличьего поликлонального антитела, подходящего для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований в области эпигенетики и миогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHD2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	EEOC; DEE94; CHD2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1106
ID гена	1106
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-223 человеческого CHD2 (NP_001036037.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14647
Молекулярная масса белка	211 кДа
Доставка	В пакете со льдом